

医療機器認証番号
228AHBZX00011000

キュータム[®] 型式 QT-500

医療機器のポンプで多数の実績を持つ
日東工器がお届けする新しい吸引器

医療現場でも、個人の利用でも持ち運び便利な小型軽量タイプ
停電時にも強い乾電池対応



キャリングバッグへ簡単収納



Qtum[®]

小型・軽量
約 **1.2 kg**
付属品含む

安心の
2電源対応
AC100V / DC6V
家庭用電源 / 充電式電池・乾電池
駆動



Qtum[®]

類別：機械器具 32 医療用吸引器
 一般的名称：電動式可搬型吸引器
 (JMDNコード：36616030)
 販売名：キュータム
 使用目的：口腔内、鼻腔内および気道内の分泌物吸引に用いる。

型式QT-500



カテーテルホルダ

ホース付きフィルタ

電池ボックス
※電池は付属していません。

キャリングバッグ

専用ACアダプタ

吸引ボトル

吸引ホース

吸引ホース用ポケット

シースルーバッグに収めたまま圧力計やボトル状態を確認できます。

キャリングバッグを閉めた状態

持ち運びも ラクラク

キャリングバッグでラクに移動できます



2

吸引圧調整ツマミ

ツマミを回すだけで目的の圧力に設定できます。



3

簡単操作

圧力計

ご使用の圧力を確認できます。



1

電源入/切ボタン

押すと電源が入り、再度押すと切れます。



電池交換ランプ

LEDランプの点灯で、電池交換を知らせてくれます。

■主な仕様

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------|
| 電源 | 電池ボックス | DC6V (単三形電池4本) |
| | ACアダプタ | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電流 | | 1.9A |
| 最大吸引圧力 | | -66.6kPa (-500mmHg) ※1 |
| 排気流量 | | 7.5L/min ※1 |
| 吸引ボトル容量 | | 約300mL |
| 定格時間 | | 動作30分/休止30分 |
| 電池運転時間(目安) ※2 | | 約15分 (アルカリ乾電池) 約70分 (充電式電池) |
| 使用環境温度 | | 0~40℃ |
| 使用環境湿度 | | 30~85% (結露なきこと) |
| 外形寸法(縦×横×高さ) | | 約300mm x 125mm x 175mm |
| 質量 | | 約1.2kg |

※1. 上記性能には自社規格による公差があります。また、上記性能は出荷時(20℃環境)のものであり、ご使用の期間・頻度等により性能は低下してきます。長期間使用された製品や低温環境での最大吸引圧力は、-40kPaとなります。性能を維持し、安全にお使いいただくために、使用前点検および保守点検を行ってください。
 ※2. 電池運転時間は、新品の電池または満充電の電池、ポンプ無負荷状態のもので、十分な吸引力を必要とする場合には、表記時間より短い作動時間となります。

取扱い販売店

日東工器株式会社

メド一事業部

東部販売課 〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4
 Tel:03-5748-5521 Fax:03-3754-0258
 西部販売課 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10
 Tel:06-6976-3271 Fax:06-6976-3841

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口(土・日・祝を除く) **0120-210-216**
 受付時間/AM8:30~PM5:15

⚠️ ご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2016年5月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 16E-net03-①



●この印刷物は風力発電による自然エネルギーと植物油インキを使用しています。